

PE: 013/2025

PORTAL: LICITANET

DISPUTA: 30/06/2025

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados, bom dia!

Temos interesse em participar deste pregão, para tanto solicitamos gentilmente os seguintes esclarecimentos:

**ITENS: 5 (LANCETA)**, - solicitamos, respeitosamente, esclarecimentos acerca da **possibilidade de adequar o objeto do certame** para a aquisição de LANCETA, por ativação de contato **com dispositivo de segurança**, considerando as vantagens técnicas, sanitárias e econômicas que tal alteração pode proporcionar.

Esclarecemos que as LANCETA, com dispositivo de segurança apresentam benefícios amplamente reconhecidos, incluindo:

- a) Redução de riscos biológicos: Diminuição significativa da exposição dos profissionais de saúde a acidentes com perfurocortantes, alinhando-se às normas de segurança e proteção do trabalhador previstas na legislação brasileira, como a NR-32.
- b) Aumento da segurança do paciente: Maior controle sobre o uso do dispositivo, contribuindo para procedimentos mais seguros e reduzindo potenciais erros.
- c) Eficiência econômica a médio e longo prazo: Embora possam apresentar custo inicial mais elevado, os dispositivos de segurança podem minimizar gastos com tratamentos decorrentes de acidentes de trabalho e reduzir o absenteísmo de profissionais por questões relacionadas a esses eventos.

Além disso, a LANCETA PARA LANCETADOR, **exige reencape (o que é estritamente proibido pela anvisa)** ou descarte manual se nenhum mecanismo que recobre a agulha, além de dificultar e atrasar o trabalho de quem utiliza este modelo defasado de lanceta, posto que precisa manusear e efetuar trocas constantes

das lancetas no lancetador, tornando, portanto, **mais suscetível a acidentes e contaminações sanguíneas.**

VEJAMOS ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE OS PRODUTOS:


### A. - Lancetas de segurança retrátil COMUM:



Perceba que nesse tipo de LANCETA, **a agulha está totalmente protegida**, basta pressionar gentilmente a lanceta de segurança contra a área de teste para ativação, e logo em seguida a agulha será recolhida não gerando qualquer risco antes, durante ou depois do uso, facilitando muito o descarte seguro e evitando que seja reutilizada.

#### A.1 - Procedimento utilizando a lanceta com dispositivo de segurança:

##### INSTRUÇÃO DE USO



**1-** Segure firmemente a lanceta com sistema de segurança e gire a tampa de proteção; **2-** Remova a tampa de proteção; **3-** Posicione o dispositivo no local da punção e pressione para o disparo, obtendo uma amostra de sangue adequada, a agulha é retraída automaticamente, evitando sua reutilização; **4-** Após o uso descarte a lanceta em um recipiente para objetos perfurocortantes.

## B. - lanceta para lancetador COMUM



### B.1 - procedimento utilizando lanceta e lancetador




**Passo 1.** Puxe a tampa do lancetador

**Passo 2.** Encaixe a nova lanceta Accu-Chek SoftClix.

**Passo 3.** Retire a tampa de proteção da lanceta.

**Passo 4.** Coloque novamente a tampa do lancetador no mesmo numero de profundidade já ajustado e pressione a tampa até escutar um clique.



**Passo 5.** Pressione o botão de cima para armar o lancetador.

**Passo 6.** Posicione a ponta do lancetador onde será realizada a punção. Então, pressione o botão central do lancetador para disparar a lanceta.  
Aguarde alguns segundos até que se forme uma pequena gota de sangue



**Passo 7.** Depois de utilizar a lanceta, você precisará trocá-la, para isso retire a tampa do lancetador

**Passo 8.** Encaixe uma nova lanceta Accu-Chek SoftClix

**Passo 9.** Gire e retire a tampa de proteção da lanceta

**Passo 10.** Coloque novamente a tampa do lancetador no mesmo numero de profundidade já

ajustado e pressione a tampa até escutar um clique.

Conforme demonstrado acima, além do procedimento ser trabalhoso, ainda é necessário retirar a tampa de proteção para efetuar a troca da lanceta o que obviamente caracteriza um risco maior, não podendo ser reencapada!

Igualmente, pedimos ao órgão que esclareça qual é o gauge deste item, considerando a omissão no descritivo.

Dessa forma, solicitamos a análise técnica e jurídica da viabilidade dessa alteração, considerando a sua relevância para a promoção da saúde e da segurança dos envolvidos nos processos de aplicação dos dispositivos adquiridos.

Estamos à disposição para fornecer maiores informações ou contribuir em eventuais discussões técnicas sobre o tema.

Cordialmente.

LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA  
BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA  
CNPJ 28.345.933/0001-30